

医用画像保管システム Plissimo EX(パナソニックメディカル製)



院内で撮影された画像は、医用画像ファイリングシステムの画像サーバーに転送され、院内のあらゆる場所で検査結果を参照することができます。

今までのフィルムを用いた運用に比べ、効率的な検査報告と診断が可能です。



CT



MRI



DEXA



CR



US




DICOM画像保管



画像サーバー

可逆圧縮方式で大容量HDDストレージ(RAID5構成)にて保存しています。

DICOM画像表示



外来診察室



各病棟



手術室



医局



カンファレンスルーム